

Колено

MD-KNEE

СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

Анатомски знаци:

- A) 4-5 см над максималната испаљченост на пателата
B) средина на поплитеалната јама

MD:

- За A): MD Muscle
B): MD Matrix

Вбризување:

- За A): i.m. до длабочина од 6-8-10 мм, под агол од 90 степени на површината на кожата
B) s.c.



ГЛАВНИ ТОЧКИ

1

Антериорни анатомски знаци:

- A) Горна ивица на пателата и 2 см (десно и лево) од ова подрачје следете ја кривината на ивицата на пателата.
B) Долна-латерална ивица на пателата, во висина на меѓупросторот на зглобот на коленото

Вбризување: s.c. или i.a. само за латерален A

2

Постериорни анатомски знаци:

- C) На внатрешната страна на коленото во висина на меѓупросторот на зглобот на коленото
D) На внатрешната страна на коленото, на горната ивица на горниот крај на тибијата, проксимално на меѓупросторот на зглобот

Вбризување: s.c., до длабочина од 5-6 мм, под агол од 90 степени на површината на кожата.

Напомена:

Сите субкутани (s.c.) вбризувања мора да се изведат со игла со должина 12-16 мм, пречник 25-28 G. Сите интрамускулни (i.m.), вбризувања мора да се изведат со игла со должина 40 мм, пречник 21 G.

- При субкутано вбризување, внесета ја иглата под агол од приближно 45 степени ($\angle 45$);

- При интрамускулно вбризување, внесета ја иглата под агол од приближно 90 степени ($\angle 90$);

Три најчести места i.a. вбризувања во коленото се: anterolateralно, anteromedialно (пациентот во положба со свиткани колена под агол од 90 степени) и lateralно на средина од пателата (исправено колено). Игла: должина 5 см, пречник 21G

Колено-MD-KNEE

ОСНОВНО УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА И КОМБИНАЦИИ СО ДРУГИ СРЕДСТВА MD

- Инјектирајте во **главните точки**

- Артроза на колено: MD Knee + MD Poly
- Болка во колено предизвикана од реуматоиден артритис или од други автоимуни болести: MD Knee + MD Poly
- Акутен и хроничен артросиновитис, после повреда, остеоартритис или реуматоиден артритис: MD Knee + MD Poly
- Артросиновитис, посттравматски, или постоперативен акутен и хроничен артросиновитис: MD Knee + MD Matrix
- Травматски лезии на вкрстени или колатерални лигаменти на коленото: MD Knee + MD Tissue
- Лезија на менискус: MD Knee + MD Poly
- Припрема на зглобот на коленото за операција на отклонување на меникусот: MD Knee + MD Muscle
- Терапија на одржување по операција на колено: MD Knee + MD Muscle + MD Neural